

EMBALLAGETYPEN TIL KLINISK RISIKOAFFALD



Fig.nr. Betegnelse

1	SafeBOX UN-godkendt kanylebokse 0,5 ltr
2	SafeBOX UN-godkendt kanylebokse 1,5 ltr
3	SafeBOX UN-godkendt kanylebokse 2,2 ltr

Fig.nr. Betegnelse

4	SafeBOX UN-godkendt kanylebokse 3,5 ltr
5	SafeBOX UN-godkendt kanylebokse 6 ltr
6	SafeBOX UN-godkendt kanylebokse 11 ltr



Fig.nr. Betegnelse

7	Wiva Fass-4 UN-godkendt plastboks 30 ltr. m. låg
8	Wiva Fass-4 UN-godkendt plastboks 50 ltr. m. låg
9	Wiva Fass-4 UN-godkendt plastboks 60 ltr. m. låg

Fig.nr. Betegnelse

10	Låg - Griplåg til Wiva Fass-4 plastboks
11	Låg - Klicklåg til Wiva Fass-4 plastboks
12	Låg - Sterilidlåg til Wiva Fass-4 plastboks
13	18 ltr. plastboks m. låg



Fig.nr. Betegnelse

14	Genanvendeligt låg til 50 og 112 ltr. papboks
15	50 ltr. UN-godkendt papboks - godkendt til 12,5 kg
16	112 ltr. UN-godkendt papboks - godkendt til 25 kg

Fig.nr. Betegnelse

17	Foringspose til 50 og 112 ltr. papboks
18	450 ltr. UN-godkendt papboks - godkendt til 70 kg
19	700 ltr. overpack til UN-godkendt emballage



Fig.nr. Betegnelse

20	Bordholder til SafeBOX fig. 1-4
21	Holder med sugekop til SafeBOX fig. 1-4
22	Bakke med holder til SafeBOX fig. 1-4
23	Bakke med holder til SafeBOX fig. 1-4

Fig.nr. Betegnelse

24	Vægbeslag til SafeBOX fig. 1
25	Vægbeslag til SafeBOX fig. 2-4
26	Vægbeslag til SafeBOX fig. 5-6



Fig.nr. Betegnelse

27	Rørbeslag til SafeBOX fig. 1
28	Rørbeslag til SafeBOX fig. 2-4
29	Rørbeslag til SafeBOX fig. 5-6
30	Stativ til Wiva Fass-4 60 ltr. m. låg fig. 9

